

	LABORATORIO INMUNOMÉDICA	Código:	GP 1.2.1-26
		Versión:	01
		Fecha:	Dic 2017
		Vigencia:	Dic 2020
		Página	1 de 1
INSTRUCTIVO DE PREPARACION DE PACIENTE Y/O TOMA DE MUESTRA			
INSTRUCTIVO Nº 26 - HEMORRAGIA OCULTA INMUNOLOGICA FOB			

HEMORRAGIA OCULTA INMUNOLOGICA (FOB)

(hemorragia oculta o sangre en deposición por método Inmunológico)

Lea cuidadosamente las siguientes instrucciones para la Toma de Muestra.

PREPARACION

- En Unidad de Toma de Muestra, se le entregaran 3 frascos que incluye paleta para recolectar cada muestra.
- Durante 3 días consecutivos se realizara el procedimiento de recolección de deposición en cada frasco diariamente.
- Las heces no deben tomarse en mujeres en periodo menstrual (ni 3 días antes ni después), tampoco en sangrados por otras causas como estreñimiento, hemorroides o en caso de administración de medicamentos por vía rectal.
- No es necesario realice alguna dieta especial antes de la toma de muestra.

Recolección de la Muestra

- Lavarse las manos antes y después de tomarse la muestra.
- Defeque en un recipiente limpio y seco, teniendo la precaución de no mezclar con orina, en caso de niños pequeños se podrá tomar desde PAÑAL evitando de mezclar con orina, cremas o aceites.
- Abrir el frasco, tomar la paleta unida a la tapa, luego insertarla en las heces en 3 lugares diferentes y dejarla en el frasco cerrando herméticamente.
- Repetir hasta el tercer día, manteniendo los frascos en lugar fresco.
- Trasladar a la unidad de toma de muestra lo antes posible, con nombre completo, fecha y hora de recogida.

Si tiene dudas sobre este instructivo, consulte al personal de Toma de Muestras, llamando al fono 41-2108229 o bien puede escribir al correo atencionalcliente@inmunomedicalab.cl.